

# VitroStash™

## VitroStash Canister Selection by Dewar Model

<b>ColdStash</b>	<b>Pair</b>	<b>Set</b>
CSD-47-127-6	CS-IVF-02-102	CS-IVF-12-102
CSD-47-127-10	CS-IVF-02-63	CS-IVF-20-63
CSD-30-125	CS-IVF-02-92	CS-IVF-12-92

<b>Chart/MVE</b>		
XC-47/11-6	CS-IVF-02-102	CS-IVF-12-102
XC-47/11-10	CS-IVF-02-71	CS-IVF-20-71
XC -34/18	CS-IVF-02-71	6 each CS-IVF-02-71

<b>Taylor Wharton</b>		
HC 35	CS-IVF-02-71	CS-IVF-20-71
VHC 35	CS-IVF-02-92	CS-IVF-12-92

<b>Air Liquide</b>		
CryoAl 35	CS-IVF-02-71	CS-IVF-20-71

## VitroStash XL

by Freezer Model

<b>Chart/MVE</b>	<b>Canister</b>	<b>Rack</b>
808	CS-IVF-SUC-01	CS-IVF-SUCR-03
816P	CS-IVF-SUC-01	CS-IVF-SUCR-02
1318	CS-IVF-SUC-01	CS-IVF-SUCR-03
1842P	CS-IVF-SUC-01	CS-IVF-SUCR-02